

Vår nya röda ger svar direkt om vita


B

Porto
betalt
Sverige

Patientnära tester med laboratoriekvalitet:
Hemoglobin • Glukos • Albumin • Leukocyter



HemoCue AB, Box 1204, 262 23 Ängelholm. Telefon 0431-45 82 00. Fax 0431-45 82 25.
info@hemocue.se www.hemocue.com



HemoCue WBC ger svar inom 3 minuter


Luftvägsinfektioner är en av de vanligaste orsakerna till ett akut besök i sjukvården. För att få en rationell användning av antibiotika är det viktigt att kunna skilja mellan en bakteriell och en viral infektion.

HemoCue WBC är ett helt nytt patientnära system för bestämning av totala antalet vita blodkroppar. Det bidrar till en tillförlitlig diagnos och en effektiv behandling direkt i samband med patientbesöket.

Vill du veta mer gå in på www.hemocue.com eller skicka in svarskupongen till oss.

Just nu kan du kostnadsfritt prova HemoCue WBC med 40 kuvetter. Erbjudandet gäller till och med den 30 april 2008.

1. Fyll kuvetten med kapillärt eller venöst blod.
2. Placera kuvetten i instrumentet.
3. Läs av resultat inom 3 minuter.



SVAR DIREKT

- Ja tack**, jag vill kostnadsfritt prova HemoCue WBC med 40 kuvetter. Erbjudandet gäller till och med den 30 april 2008.
- Ja tack**, jag vill ha mer information om HemoCue WBC – det nya patientnära systemet för bestämning av totala antalet vita blodkroppar.

NAMN	
KLINIK/VÅRD CENTRAL	
ADRESS	
TELEFON	E-POST

Skicka svarskupongen till oss eller faxa på 0431-45 82 25.

WBC018

Frankeras ej
HemoCue
betalar portot

HemoCue AB

Svarspost
255 067 200
262 20 Ängelholm